



NOME DEL PRODOTTO	MASCHERINA PIUMASOFT
CODICE	PS001
BANCA DATI NAZIONALE DEI DISPOSITIVI MEDICI PRESSO MINISTERO DELLA SALUTE ITALIANO CON IDENTIFICATIVO DI REGISTRAZIONE	Codice: 1959095 Inserito in data 30 Maggio 2020
BREVE DESCRIZIONE	Mascherina protettiva monouso 2 strati - Con elastici e stringinaso - non sterile
DESTINAZIONE D'USO	Mascherina facciale ad uso medico EN 14683 tipo II
EFFICACIA FILTRAZIONE BATTERICA (BFE)	Maggiore od Uguale 98%
MONOUSO O MULTIUSO	MONOUSO
STERILITÀ	NON STERILE
NUMERO DI STRATI	2
DIMENSIONI	175mm x 95mm
PESO	3,7 gr
MATERIALI	La mascherina è realizzata attraverso l'accoppiamento di 2 strati: Uno strato di TNT Spunbond, Polipropilene 100% Bianco, destinato ad andare a contatto con il volto (PP spunbonded nonwoven - 25g/m ² white, prodotto in Europa) Uno strato esterno SMS, costituito a sua volta da tre strati: due strati in Poliestere spunbond da 20 g/m ² che racchiudono uno strato in PBT meltblown da 30 g/m ² . Il materiale è bianco e idrorepellente. (Prodotto e Fornito da Multinazionale Europea con impianto di produzione in Italia). Gli elastici sono in poliestere ed elasthan (87% e 13% rispettivamente) e sono forniti e prodotti in Italia
IL DISPOSITIVO CONTIENE LATTICE?	Il lattice non è un componente del dispositivo.
POTERE DI FILTRAZIONE DEL DISPOSITIVO	Mascherina TIPO II secondo ISO 14683.
INDICARE SE LA MASCHERINA È CONFORME A NORME TECNICHE	Conforme a ISO 14683 e alle parti applicabili della ISO 10993
DESCRIVERE IL CONFEZIONAMENTO	Scatola in cartoncino da 50 pezzi contenente 5 buste in PE da 10 pezzi ciascuna.
MODO D'USO	Indossare la mascherina, coprendo naso e bocca. Far passare gli elastici dietro le orecchie; regolare lo stringinaso per fissare la mascherina. Si consiglia di sostituire la mascherina ogni 4-8 ore di utilizzo. Non tenere la mascherina intorno al collo, nemmeno temporaneamente.
PRECAUZIONI	Le mascherine possono bloccare alcuni contaminanti ma non eliminano il rischio di malattia o infezione. L'uso scorretto della mascherina può esporre a rischi di infezione. Questo prodotto è monouso e non può essere lavato. Le mascherine usate possono essere contaminate. Rimuoverle toccando solo gli elastici e disinfettare le mani dopo la rimozione. Smaltire in modo appropriato.
CODICE CND	T020601 Mascherine Chirurgiche Standard
CODICE EAN	Confezione 10 pz 8057711720026 - Confezione 50 pz 8057711720019